

# ¿QUÉ ES R·E·A·L?



Sistema de gestión microbiológica, que se integra con el ambiente hospitalario y facilita las decisiones clínicas oportunas, a través de flujos de trabajo optimizados y una conectividad superior, fortaleciendo el manejo de enfermedades infecciosas.



## FLUJO DE TRABAJO: REGLAS DE VALIDACIÓN

Reglas de validación para suprimir antibióticos.

Rules → RVI2 URO-AMB-ENT Save Delete

Click anywhere inside of the Rule Area to modify the rule

If Estudio is equal to UROCULTIVO and Familia del sector is equal to Ambulatorio and Familia de organismos is equal to Enterobacteriaceae and exists Antibióticos informados where ( ( Antibiótico is equal to Ampicilina (AM) and Resultado del antibiograma is equal to Sensible ) and ( Antibiótico is equal to CEFALEXINA (CFX) and Resultado del antibiograma is equal to Sensible ) and ( Antibiótico is equal to Sensible ) and ( Antibiótico is equal to Sulfametoxazol/Trimetropim (SXT) and Resultado del antibiograma is equal to Sensible ) and ( Antibiótico is equal to Ciprofloxacina (CIP) and Resultado del antibiograma is equal to Sensible ) and ( Antibiótico is equal to Nitrofurantoina (FT) and Resultado del antibiograma is equal to Sensible ) then Suprimir antibiótico específico ( Ceftazidima (CAZ)) and Suprimir antibiótico específico ( Ceftazidima (CAZ)) and Suprimir antibiótico específico ( Ceftazidima (CS)) and Suprimir antibiótico específico ( Piperacilina/Tazobactam (TZP))



## FLUJO DE TRABAJO: EVENTOS REPORTABLES

• Los eventos reportables, permiten además registrar a quién se notificó la llamada del valor de alerta microbiológico.

• Es posible configurarlo por grupo de servicios, para que cada médico pueda recibir los eventos asociados a su servicio

clínico.

| NUEVO EVENTO         | EVENTOS ANTERIO         | RES DEL | PACIENTE  |                        |             |                           |       |             |  |
|----------------------|-------------------------|---------|-----------|------------------------|-------------|---------------------------|-------|-------------|--|
| vento                |                         |         | Notificac | ión previamente realiz | ada         | Enviar mensaje de notific | ación |             |  |
| nterococcus faecium  | Resistente a Vancomicir | na      | -         |                        |             | •                         |       |             |  |
| Suscriptores del eve | ento                    |         |           | Notificación tele      | fónica 🜓    |                           |       |             |  |
| Organización         | Suscriptor              | Tipo de | e envío   | Llamada<br>realizada   | •           |                           |       |             |  |
| Médico solicitante   | Miguel , Lopez          | $\geq$  |           | $\mathbf{\Sigma}$      |             | Sector                    | ADMIS | IÓN CENTRAL |  |
| Prueba               | Prueba, Prueba          | $\geq$  |           | Informado<br>a         | Informado a |                           |       |             |  |
| UTI                  | MARIO, VELAZQUEZ        | 294     |           | Comentario             | Come        | ntario                    |       |             |  |
|                      |                         |         |           |                        |             |                           |       |             |  |
|                      |                         |         |           |                        |             |                           |       |             |  |





### FLUJO DE TRABAJO: EVENTOS REPORTABLES

#### Estimados,

Se ha detectado un HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO positivo, en el paciente PACIENTE DE PRUEBA, RUT: 1111111-1, perteneciente al servicio UCI, correspondiente al folio 7226103 del día 14/04/2020.

Tiempo de positividad: 21.0 hs

Tinción de Gram: Cocaceas Gram positivas en racimos

Saluda atentamente,

Laboratorio Microbiología.

#### Estimados,

Se ha detectado un microorganismo BLEE Positivo, en el estudio UROCULTIVO, del paciente PACIENTE DE PRUEBA, 1111111-1, perteneciente al servicio UPC, con folio 19/06/2020, del día 18/06/2020, en el que se ha identificado Klebsiella pneumoniae.

Revise resultados del examen para información detallada.

Saluda atentamente,

Laboratorio Microbiología.






# FLUJO DE TRABAJO: POST-VALIDACIÓN

- Al ser un programa Web, se puede acceder desde cualquier computador de la institución.
- Podrán visualizar a través de Paneles de control configurables, con información clínica relevante.



Reportes epidemiológicos en tiempo real:







#### Distribucion de Resistencia

Fecha de pedido - Desde: 01/08/2018 00:00:00 Fecha de pedido - Hasta: 31/12/2018 23:59:59 Sitio: UMAE Microorganismo: Staphylococcus aureus

Microorganismo: Staphylococcus aure Estudio: Hemocultivo, Urocultivo

Tipo de grafico:FULL-BAR
Criterio eliminación duplicados:Todos los aislamientos

#### Staphylococcus aureus (9)


| Antibiótico                    | TOTAL | S | S (%)  | I | I (%) | R | R (%) |
|--------------------------------|-------|---|--------|---|-------|---|-------|
| Ciprofloxacino                 | 9     | 7 | 77.78  | 1 | 11.11 | 1 | 11.11 |
| Clindamicina                   | 9     | 6 | 66.67  | 0 | 0.00  | 3 | 33.33 |
| Daptomicina                    | 2     | 2 | 100.00 | 0 | 0.00  | 0 | 0.00  |
| DETECCIÓN DE CEFOXITINA        | 9     | 0 | 0.00   | 0 | 0.00  | 0 | 0.00  |
| Doxiciclina                    | 2     | 2 | 100.00 | 0 | 0.00  | 0 | 0.00  |
| Eritromicina                   | 9     | 7 | 77.78  | 0 | 0.00  | 2 | 22.22 |
| Gentamicina                    | 9     | 7 | 77.78  | 1 | 11.11 | 1 | 11.11 |
| Levofloxacino                  | 9     | 7 | 77.78  | 1 | 11.11 | 1 | 11.11 |
| Linezolid                      | 9     | 9 | 100.00 | 0 | 0.00  | 0 | 0.00  |
| Moxifloxacino                  | 9     | 8 | 88.89  | 0 | 0.00  | 1 | 11.11 |
| Nitrofurantoina                | 9     | 9 | 100.00 | 0 | 0.00  | 0 | 0.00  |
| Oxacilina CIM                  | 9     | 8 | 88.89  | 0 | 0.00  | 1 | 11.11 |
| Penicilina                     | 7     | 1 | 14.29  | 0 | 0.00  | 6 | 85.71 |
| Quinipristina/Dalfopristina    | 7     | 7 | 100.00 | 0 | 0.00  | 0 | 0.00  |
| Resis Indu a Clindamicina      | 9     | 0 | 0.00   | 0 | 0.00  | 0 | 0.00  |
| Rifampicina                    | 9     | 9 | 100.00 | 0 | 0.00  | 0 | 0.00  |
| Screening de Cefoxitina        | 9     | 0 | 0.00   | 0 | 0.00  | 0 | 0.00  |
| Tetraciclina                   | 9     | 7 | 77.78  | 0 | 0.00  | 2 | 22.22 |
| Tigeciclina                    | 9     | 9 | 100.00 | 0 | 0.00  | 0 | 0.00  |
| Trimetroprima / Sulfametoxazol | 9     | 6 | 66.67  | 0 | 0.00  | 3 | 33.33 |
| Vancomicina                    | 9     | 9 | 100.00 | 0 | 0.00  | 0 | 0.00  |

09/04/2019 18:03:08 Admin Super 1/2

#### Distribucion de Resistencia: Staphylococcus aureus







#### Frecuencia de microorganismos (Gráfico)

Fecha de pedido - Desde: 25/03/2018 00:00:00 Fecha de pedido - Hasta: 26/03/2019 23:59:59

Parámetro de gráfico:CANTIDAD Tipo de gráfico:Pie Límite de gráfico:8

#### TOTAL (8120)


| Microorganismo                       | CANTIDAD | PORCENTAJE |
|--------------------------------------|----------|------------|
| Escherichia coli                     | 3070     | 37,81      |
| Pseudomonas aeruginosa               | 633      | 7,80       |
| Klebsiella pneumoniae ssp pneumoniae | 534      | 6,58       |
| Acinetobacter baumannii complex      | 446      | 5,49       |
| Staphylococcus aureus                | 407      | 5,01       |
| Enterococcus faecalis                | 312      | 3,84       |
| Staphylococcus epidermidis           | 290      | 3,57       |
| Candida albicans                     | 198      | 2,44       |
| Proteus mirabilis                    | 176      | 2,17       |
| Klebsiella oxytoca                   | 132      | 1,63       |
| Haemophilus influenzae               | 130      | 1,60       |
| Streptococcus agalactiae             | 127      | 1,56       |
| Staphylococcus haemolyticus          | 119      | 1,47       |
| Morganella morganii ssp morganii     | 110      | 1,35       |
| Enterobacter cloacae complex         | 107      | 1,32       |
| A                                    | 96       | 1,18       |

1,03

0,95

0,79

77





#### CIM acumulada

Fecha de pedido - Desde: 01/09/2018 00:00:00 Fecha de pedido - Hasta: 26/03/2019 23:59:59 Microorganismo: Staphylococcus aureus

#### Staphylococcus aureus (182)

| Antibiótico                    | <0.06 | 0.12 | 0.25 | 0.50 | 1   | 2  | 4   | 8   | 16  | 32  | 64  | 128 | 256 | >256 | TOTA |
|--------------------------------|-------|------|------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| Ciprofloxacino                 |       |      |      | 59   | 62  | 66 | 67  | 100 |     |     |     |     |     |      | 181  |
| Clindamicina                   |       | 4    | 65   | 66   | 66  | 66 | 98  | 100 |     |     |     |     |     |      | 182  |
| Daptomicina                    |       | 3    | 67   | 86   | 100 |    |     |     |     |     |     |     |     |      | 159  |
| Doxiciclina                    |       |      |      | 96   | 96  | 98 | 99  | 100 |     |     |     |     |     |      | 158  |
| Eritromicina                   |       |      | 65   | 67   | 69  | 69 | 70  | 100 |     |     |     |     |     |      | 181  |
| Gentamicina                    |       |      |      | 86   | 88  | 88 | 92  | 97  | 100 |     |     |     |     |      | 182  |
| Levofloxacino                  |       | 31   | 59   | 62   | 64  | 66 | 76  | 100 |     |     |     |     |     |      | 181  |
| Linezolid                      |       |      |      |      | 15  | 98 | 100 |     |     |     |     |     |     |      | 181  |
| Moxifloxacino                  |       |      | 64   | 66   | 69  | 80 | 94  | 100 |     |     |     |     |     |      | 181  |
| Nitrofurantoina                |       |      |      |      |     |    |     |     | 61  | 99  | 100 |     |     |      | 102  |
| Nitrofurantoína                |       |      |      |      |     |    |     |     | 89  | 100 |     |     |     |      | 80   |
| Oxacilina CIM                  |       |      | 39   | 75   | 76  | 76 | 100 |     |     |     |     |     |     |      | 181  |
| Penicilina                     | 13    | 13   | 17   | 100  |     |    |     |     |     |     |     |     |     |      | 23   |
| Quinipristina/Dalfopristina    |       |      | 83   | 100  |     |    |     |     |     |     |     |     |     |      | 23   |
| Rifampicina                    |       |      |      | 91   | 91  | 92 | 94  | 94  | 94  | 100 |     |     |     |      | 181  |
| Tetraciclina                   |       |      |      |      | 94  | 96 | 96  | 96  | 100 |     |     |     |     |      | 181  |
| Tigeciclina                    |       | 96   | 99   | 100  |     |    |     |     |     |     |     |     |     |      | 181  |
| Trimetroprima / Sulfametoxazol |       |      |      |      |     |    |     |     | 90  | 90  | 90  | 91  | 94  | 100  | 182  |
| Vancomicina                    |       |      |      | 61   | 96  | 99 | 99  | 99  | 99  | 100 |     |     |     |      | 181  |

#### Frecuencia de Microorganismos por Estudio

Fecha de pedido - Desde: 01/12/2018 00:00:00 Fecha de pedido - Hasta: 30/12/2018 23:59:59

Cantidad de columnas: Hasta 10 columnas

| Microorganismo                       | Total | Urocultivo | Cultivo de secreciones | Cultivo de aspirado bronquial | Cultivo de exudado faríngeo | Hemocultivo | Expectoración | Cultivo de líquidos | OBSERVA | Cultivo de punta de catéter | Hem. periférico | OTROS |
|--------------------------------------|-------|------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------|-----------------------------|-----------------|-------|
| Escherichia coli                     | 265   | 194        | 40                     | 8                             |                             | 6           |               | 9                   | 4       |                             | 2               | 2     |
| Pseudomonas aeruginosa               | 81    | 27         | 18                     | 21                            |                             | 4           | 4             |                     | 2       | 3                           |                 | 2     |
| Haemophilus influenzae               | 75    |            |                        |                               | 70                          |             | 4             |                     |         |                             |                 | 1     |
| Acinetobacter baumannii complex      | 49    | 5          | 12                     | 20                            |                             | 6           | 3             |                     |         | 2                           |                 | 1     |
| Candida albicans                     | 44    | 2          | 2                      | 10                            | 10                          |             | 14            |                     |         |                             |                 | 6     |
| Staphylococcus aureus                | 44    | 2          | 24                     | 7                             |                             | 3           | 2             |                     |         |                             | 5               | 1     |
| Klebsiella pneumoniae ssp pneumoniae | 40    | 18         | 10                     | 8                             |                             | 3           | 1             |                     |         |                             |                 |       |
| Staphylococcus epidermidis           | 36    | 9          | 12                     | 1                             |                             | 4           | 2             | 2                   |         |                             | 2               | 4     |
| Enterococcus faecalis                | 31    | 12         | 8                      |                               |                             | 2           | 1             | 5                   |         |                             | 1               | 2     |
| Proteus mirabilis                    | 20    | 16         | 4                      |                               |                             |             |               |                     |         |                             |                 |       |
| Klebsiella oxytoca                   | 17    | 15         | 2                      |                               |                             |             |               |                     |         |                             |                 |       |
|                                      |       |            |                        |                               |                             |             | 1             | 2                   | 2 2     | 1                           |                 | 2     |

#### Frecuencia de Microorganismos por Sector

1/11/2018 00:00:00 0/11/2018 23:59:59

a 10 columnas

| Microorganism                        | Total | Nefrología | Urología | HS0_MI | IK_02H | Cirugía general | Terapia Intensiva | Medicina Interna | Neumología | Urgencias admisión conti | Otorrinolaringología | OTROS |
|--------------------------------------|-------|------------|----------|--------|--------|-----------------|-------------------|------------------|------------|--------------------------|----------------------|-------|
| Escherichia coli                     | 146   | 8          | 32       | 16     | 16     | 4               | 4                 | 5                | 1          | 4                        | 1                    | 55    |
| Iaemophilus influenzae               | 54    | 44         |          |        |        |                 | 2                 | 1                | 1          | 1                        | 1                    | 4     |
| Clebsiella pneumoniae ssp pneumoniae | 42    | 2          | 5        | 6      | 6      | 4               | 2                 | 3                | 2          | 1                        |                      | 11    |
| Seudomonas aeruginosa                | 34    |            | 5        | 2      | 2      | 1               | 2                 |                  | 2          | 2                        | 3                    | 15    |
| Acinetobacter baumannii complex      | 29    |            | 1        |        |        | 7               | 2                 | 4                | 3          | 1                        |                      | 11    |
| Candida albicans                     | 26    | 7          |          | 1      | 1      |                 | 3                 |                  | 6          | 3                        | 2                    | 3     |
| Staphylococcus epidermidis           | 19    | 3          | 1        |        |        | 2               | 2                 |                  | 3          | 1                        | 5                    | 2     |
| taphylococcus aureus                 | 17    | 1          |          | 1      | 1      | 1               | 4                 |                  |            |                          | 3                    | 6     |



#### Cantidad de tarjetas Vitek2 utilizadas

Fecha de pedido - Desde: 01/08/2018 Fecha de pedido - Hasta: 28/03/2019

| AÑO  | MES | Estudio   | CODIGO_EXTERNO | Cantidad |
|------|-----|---|----------------|----------|
| 2018 | 10  | ESTUDIO<br>BACTERIOLÓGICO DE PIEL<br>Y PARTES BLANDAS | AST-N239       | 2        |
| 2018 | 10  | ESTUDIO<br>BACTERIOLÓGICO DE PIEL<br>Y PARTES BLANDAS | AST-N279       | 2        |
| 2018 | 10  | ESTUDIO<br>BACTERIOLÓGICO DE PIEL<br>Y PARTES BLANDAS | AST-N368       | 2        |
| 2018 | 10  | ESTUDIO<br>BACTERIOLÓGICO DE PIEL<br>Y PARTES BLANDAS | MALDI-TOF test | 3        |
| 2018 | 10  | HEMOCULTIVO<br>AUTOMATIZADO BACT-<br>ALERT            | AST-GN70       | 4        |
| 2018 | 10  | HEMOCULTIVO<br>AUTOMATIZADO BACT-<br>ALERT            | AST-GP67       | 5        |
| 2018 | 10  | HEMOCULTIVO<br>AUTOMATIZADO BACT-<br>ALERT            | AST-N239       | 10       |
| 2018 | 10  | HEMOCULTIVO<br>AUTOMATIZADO BACT-<br>ALERT            | AST-N279       | 8        |
| 2018 | 10  | HEMOCULTIVO<br>AUTOMATIZADO BACT-<br>ALERT            | AST-N368       | 15       |
| 2018 | 10  | HEMOCULTIVO<br>AUTOMATIZADO BACT-<br>ALERT            | MALDI-TOF test | 4        |

28/03/2019 9:59:09

Frank Superusuario

#### Estadísticas de hemocultivo - Tiempo de Detección

Fecha de pedido - Desde: 01/05/2018 Fecha de pedido - Hasta: 28/03/2019 Grupo de Estudios: HEMOCULTIVOS

| Microorganismo                             | Cantidad total de<br>microorganismos | Cantidad total de<br>microorganismos que reportan<br>TTD | Tiempo mínimo de detección | Tiempo máximo de detección | Tiempo promedio de detección | Mediana del tiempo de detección |
|--|--------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Acinetobacter<br>baumannii                 | 1                                    | 1  | 1.00 hs.                   | 1.00 hs.                   | 1.00 hs.                     | 1.00 hs.                        |
| Escherichia coli                           | 14                                   | 1  | 1.00 hs.                   | 1.00 hs.                   | 1.00 hs.                     | 1.00 hs.                        |
| Klebsiella<br>pneumoniae                   | 14                                   | 2  | 1.00 hs.                   | 52.90 hs.                  | 26.95 hs.                    | 26.95 hs.                       |
| Klebsiella<br>pneumoniae ssp<br>pneumoniae | 3                                    | 1  | 14.90 hs.                  | 14.90 hs.                  | 14.90 hs.                    | 14.90 hs.                       |
| Staphylococcus<br>aureus                   | 5                                    | 1  | 1.00 hs.                   | 1.00 hs.                   | 1.00 hs.                     | 1.00 hs.                        |
| Staphylococcus<br>cohnii                   | 1                                    | 1  | 1.00 hs.                   | 1.00 hs.                   | 1.00 hs.                     | 1.00 hs.                        |
| Staphylococcus<br>epidermidis              | 7                                    | 3  | 1.00 hs.                   | 20.00 hs.                  | 13.00 hs.                    | 18.00 hs.                       |

#### Contaminación (por extraccionista)

Fecha de pedido - Desde: 25/03/2018 Fecha de pedido - Hasta: 26/03/2019 Sitio: HOSPITAL NACIONAL ANAMORA

| Extraccionista   | Cantidad de muestras | Muestra contaminada | Porcentaje |
|------------------|----------------------|---------------------|------------|
| Extraccionista 1 | 8                    | 4                   | 50.00      |
| Extraccionista 2 | 5                    | 1                   | 20.00      |
| Extraccionista 3 | 1                    | 0                   | 0.00       |
| Extraccionista 6 | 1                    | 0                   | 0.00       |



### INFORMACIÓN RELEVANTE Reporte Comité de Infecciones

|   |       | Керогез   |            |  |  |  |  |
|---|-------|---|------------|--|--|--|--|
| Microbiology Workfl<br>Management Syste |       | Reports   |            |  |  |  |  |
| Search                                  | Q     | Report  |            |  |  |  |  |
| III Administración de<br>órdenes        | <     | Reporte CCIH  | *          |  |  |  |  |
| ஃ Flujo de Trabajo                      | <     | Información de la orden  Grupo de Localizaciones de paciente   All  | €m Filter  |  |  |  |  |
| 🖹 Reportes                              | ~     | Localización del paciente   All   Filter  |            |  |  |  |  |
| Reports                                 | ~     | Sitio   All  Filter   |            |  |  |  |  |
| Estadísticas y List<br>Dashboard        | tados | Información de la muestra Fecha recolección de muestra  |            |  |  |  |  |
| 🔥 Consulta médica                       | <     | 07/03/2019  | 07/04/2019 |  |  |  |  |
| 葉 Parametrización                       | <     | Grupo de Estudios ● All ● Filter  Estudio ● All ● Filter  Estudio   |            |  |  |  |  |
|   |       | Excluir estudio  All  Filter  Tipo de muestra  All  Filter  |            |  |  |  |  |
|   |       | Microorganismo  Grupo de microorganismos ● All ● Filter  Microorganismo ● All ● Filter  Clasificación del aislamiento ● All ● Filte |            |  |  |  |  |
|   |       | Test de sensibilidad antimicrobiana  Grupo de Antibióticos ● All ● Filter   |            |  |  |  |  |



### INFORMACIÓN RELEVANTE Reporte Comité de Infecciones

| 41 A                          | В                         | С                       | D                           | -                         |   | G          |   |            |           |            |                              | М               | N   | 0                                      | Р                             |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|------------|---|------------|-----------|------------|------------------------------|-----------------|---|--|-------------------------------|
| A                             |                           |                         |                             | E                         | -   | u          | н   | -          | ,         | К          |                              | IVI             | N   | - 0                                    | r                             |
| #Site: Hospital    Fecha reco | olección de muestra - Des | de: 01/03/2019 HH:03:00 | 0    Fecha recolección de n | nuestra - Hasta: 04/07/20 | 019 HH:07:59  |            |   |            |           |            |                              |                 |   |  |                               |
| Nome Paciente                 | PRONTUARIO                | Setor                   | Data Coleta                 | Ordem                     | EXAME   | Id Amostra | Descrição Amostra   | COMENTARIO | ORGANISMO | Quantidade | Amicacina -<br>Interpretação | Amicacina - MIC | Amoxicilina/Ácido<br>Clavulânico -<br>Interpretação | Amoxicilina/Ácido<br>Clavulânico - MIC | Ampicilina -<br>Interpretação |
| 3                             | 34379                     | STAR-SI3                | 15/03/2019                  | 1137122512                | Cultura Rastreio<br>Pseudomonas MDR<br>Swab Retal       | 1137122512 | SWAB RETAL / FEZES-                                       | ÷          |           |            |                              |                 |   |  |                               |
| 4                             | 34379                     | STAR-SI3                | 15/03/2019                  | 1137122513                | MRSA  | 1137122513 | SWAB NASAL-   |            |           |            |                              |                 |   |  |                               |
| 5                             | 34016                     | STAR-SC2                | 11/03/2019                  | 1135497701                | Cultura geral   | 1135497701 | DIVERSOS-TROMBO DE<br>VEIA CAVA                           |            |           |            |                              |                 |   |  |                               |
| 6                             | 34016                     | STAR-SI2                | 11/03/2019                  | 1135435501                | ESBL  | 1135435501 | SWABS<br>OROFARINGE/SEC<br>TRAQUEAL-SWAB ORO<br>SEC TRAT  |            |           |            |                              |                 |   |  |                               |
| 7                             | 34016                     | STAR-SI2                | 11/03/2019                  | 1135435502                | ERC   | 1135435502 | SWABS<br>OROFARINGE/SEC<br>TRAQUEAL-SWAB ORO<br>SEC TRAT  |            |           |            |                              |                 |   |  |                               |
| 8                             | 34016                     | STAR-SI2                | 11/03/2019                  | 1135435503                | Rastreamento Acineto<br>MR                              | 1135435503 | SWABS<br>OROFARINGE/SEC<br>TRAQUEAL-SWAB ORO<br>SEC TRAT  |            |           |            |                              |                 |   |  |                               |
| 9                             | 34016                     | STAR-SI2                | 11/03/2019                  | 1135435504                | Cultura Rastreio<br>Pseudomonas MDR<br>Oral/S. Traqueal | 1135435504 | SWABS<br>OROFARINGE/SEC<br>TRAQUEAL-SWAB ORO<br>SEC TRAT  |            |           |            |                              |                 |   |  |                               |
| 10                            | 34016                     | STAR-SI2                | 11/03/2019                  | 1135435510                | MRSA  | 1135435510 | SWAB NASAL-   |            |           |            |                              |                 |   |  |                               |
| 11                            | 34397                     | STAR-SI2                | 17/03/2019                  | 1137442301                | Cultura geral   | 1137442301 | DIVERSOS-SEROMA DE<br>FERIDA OPERATORIA                   |            |           |            |                              |                 |   |  |                               |
| 12                            | 34397                     | STAR-SI2                | 17/03/2019                  | 1137442302                | Cultura geral   | 1137442302 | DIVERSOS-FRAGMENTO<br>DE TECIDO                           |            |           |            |                              |                 |   |  |                               |
| 13                            | 34397                     | STAR-SI2                | 17/03/2019                  | 1137442303                | Cultura para anaeróbios                                 | 1137442303 | DIVERSOS-SEROMA DE<br>FERIDA OPERATORIA                   |            |           |            |                              |                 |   |  |                               |
| .4                            | 33615                     | STAR-SIB1               | 07/03/2019                  | 1134141704                | Urocultura  | 1134141704 | URINA-  |            |           |            |                              |                 |   |  |                               |
| 15                            | 33615                     | STAR-SU5B               | 04/03/2019                  | 1133356101                | Hemocultura aeróbios<br>2ª amostra                      | 1133356101 | HEMOCULTURA AEROBIA<br>2º AMOSTRA-<br>2HEMOCULAEROBIA     |            |           |            |                              |                 |   |  |                               |
| 16                            | 33615                     | STAR-SU5B               | 04/03/2019                  | 1133454001                | Hemocultura anaeróbios<br>2ª amostra                    | 1133454001 | HEMOCULTURA<br>ANAEROBIA 2º AMOSTRA-<br>2HEMOCULANAEROBIA |            |           |            |                              |                 |   |  |                               |
| 17                            | 33615                     | STAR-SU5B               | 04/03/2019                  | 1133454002                | Hemocultura aeróbios<br>1ª amostra                      | 1133454002 | HEMOCULTURA AEROBIA<br>1º AMOSTRA-<br>1HEMOCULAEROBIA     |            |           |            |                              |                 |   |  |                               |
|                               | +                         |                         |                             |                           |   |            | HEMOCULTURA   |            |           |            |                              |                 |   |  |                               |



### Reportes estadísticos: Listados Avanzados

- Una de las herramientas más flexibles de REAL.
- Tiene la flexibilidad de poder agregar las columnas necesarias para el reporte.
- Se agregan filas, en base a la cantidad de información que contenga una muestra, por ejemplo : Antibióticos.

| Estudio                             | Tipo de Muestra | Apellidos y Nombres del<br>Paciente            | PACIENTE_EDAD     | Fecha de Nacimiento del<br>Paciente | Ubicación del paciente | Identificador de Paciente | Fecha de Orden         | Código de barras | Determinación             | Opción de Determinación | Estado del estudio                |
|-------------------------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| HEMOCUL<br>TIVO<br>ANAEROBI<br>O    | Sangre          | QBEXVLS<br>HH<br>FDRUVWT<br>B, BRBLT<br>YSOWDN | 1 MESES 4<br>DIAS | 28/02/2020                          | NEO UTI                | DNI:12722<br>612969       | 01/04/2020<br>00:10:09 | 531476451        | CULTIVO<br>BACTERIA<br>NO | POSITIVO!               | INFORME<br>FINAL<br>INGRESAD<br>O |
| HEMOCUL<br>TIVO<br>ANAEROBI<br>O    | Sangre          | QBEXVLS<br>HH<br>FDRUVWT<br>B, BRBLT<br>YSOWDN | 1 MESES 4<br>DIAS | 28/02/2020                          | NEO UTI                | DNI:12722<br>612969       | 01/04/2020<br>00:10:09 | 531476551        | CULTIVO<br>BACTERIA<br>NO | POSITIVO!               | INFORME<br>FINAL<br>INGRESAD<br>O |
| HEMOCUL<br>TIVO<br>AUTOMATI<br>ZADO | Sangre          | KONAVUT<br>FRMNE,<br>LJJHMFV<br>AOVSW          | 3 AÑOS 2<br>MESES | 06/01/2017                          | SEGUNDA<br>INFANCIA    | DNI:12562<br>688419       | 02/04/2020<br>02:16:08 | 531521251        | CULTIVO<br>BACTERIA<br>NO | POSITIVO!               | INFORME<br>FINAL<br>INGRESAD<br>O |
| HEMOCUL<br>TIVO<br>AUTOMATI<br>ZADO | Sangre          | KONAVUT<br>FRMNE,<br>LJJHMFV<br>AOVSW          | 3 AÑOS 2<br>MESES | 06/01/2017                          | SEGUNDA<br>INFANCIA    | DNI:12562<br>688419       | 02/04/2020<br>02:16:38 | 531521551        | CULTIVO<br>BACTERIA<br>NO | POSITIVO!               | INFORME<br>FINAL<br>INGRESAD<br>O |



## Módulo Control de calidad

| Código del<br>control<br>▼↑↓ | Descripción del control ▼↑↓              | Fecha de la<br>corrida<br>T 🋧 🕹 | Analizador ▼ ↑ ↓ | Cepa<br>▼ ↑ ↓ | Microorganismo ▼ ↑ ◆ | Fecha Registro<br>de Control<br>▼ ↑ ◆ | Antibiótico<br>▼↑↓ | Resultado de<br>Control<br>▼↑↓ | Rango<br>asignado                 | Estado<br>▼ ↑ ↓ | Marca del<br>antibiótico<br>▼ ↑ ↓ | Lote<br>▼↑↓ | Fecha de vencimiento ▼ ↑ ↓ | Comentario<br>▼↑↓           | Datos<br>adicionales<br>▼↑↓  | Usuario<br>▼↑↓               |
|------------------------------|--|---------------------------------|------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| D_EC_25922                   | DISCOS<br>ESCHERICHIA<br>COLI ATCC 25922 | 22/05/2020                      | Manual           | ATCC<br>25922 | Escherichia coli     | 22/05/2020<br>11:27:00                | Aztreonam          | 23                             | Rango<br>desde: 25 -<br>hasta: 28 | Rechazado       | Oxoid                             | rer443      | 22/05/2025                 | evaluar con el<br>proveedor | Lote Muller<br>Hinton:<br>QQQ444   | Superusuario,<br>Frank (SUP) |
| D_EC_25922                   | DISCOS<br>ESCHERICHIA<br>COLI ATCC 25922 | 22/05/2020                      | Manual           | ATCC<br>25922 | Escherichia coli     | 22/05/2020<br>11:28:13                | Ampicilina         | 17                             | Rango<br>desde: 15 -<br>hasta: 19 | Aprobado        | Oxoid                             | ewe334      | 22/05/2023                 |                             | Lote Muller<br>Hinton:<br>QQQ444   | Superusuario,<br>Frank (SUP) |
| D_EC_25922                   | DISCOS<br>ESCHERICHIA<br>COLI ATCC 25922 | 22/05/2020                      | Manual           | ATCC<br>25922 | Escherichia coli     | 22/05/2020<br>11:28:34                | Ciprofloxacina     |                                | Rango<br>desde: 19 -<br>hasta: 24 | Aprobado        | Oxoid                             | 234         | 22/05/2028                 |                             | Lote Muller<br>Hinton:<br>QQQ444   | Superusuario,<br>Frank (SUP) |
| D_EC_25922                   | DISCOS<br>ESCHERICHIA<br>COLI ATCC 25922 | 26/05/2020                      |                  | ATCC<br>25922 | Escherichia coli     | 26/05/2020<br>11:34:54                | Ciprofloxacina     | 21                             | Rango<br>desde: 19 -<br>hasta: 24 | Aprobado        | Oxoid                             | dddrr555    | 26/05/2023                 | prueba testing              | Lote Muller<br>Hinton:<br>QQQ444 /<br>Humedad<br>Relativa %: 60<br>/ Usuario:<br>pepe grillo | Superusuario,<br>Frank (SUP) |
| D_EC_25922                   | DISCOS<br>ESCHERICHIA<br>COLI ATCC 25922 | 26/05/2020                      |                  | ATCC<br>25922 | Escherichia coli     | 26/05/2020<br>11:35:00                | Ampicilina         | 16                             | Rango<br>desde: 15 -<br>hasta: 19 | Aprobado        | Oxoid                             | qqq4455     | 26/05/2021                 | otra prueba                 | Lote Muller<br>Hinton:<br>QQQ444 /<br>Humedad<br>Relativa %: 60<br>/ Usuario:<br>pepe grillo | Superusuario,<br>Frank (SUP) |

- Registro de control de calidad de antibiogramas.
- Registro de control de calidad de pruebas manuales.



### BIENVENIDOS EL FUTURO ES R.E.A.L